

Số: 199/YCBG-Dược
Về việc yêu cầu báo giá
Máy xét nghiệm đông máu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua máy xét nghiệm đông máu*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Đinh Thị Vân Anh, Điện thoại: 0984499827.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các cách thức sau:
 - + Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Số 72/3 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 - + Nhận qua email: khoaduoc.gttv@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 15 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 7 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo phụ lục đính kèm yêu cầu báo giá này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Dược-TTBYT.


BsCKH. Nguyễn Quốc Việt

PHỤ LỤC

*Đính kèm yêu cầu báo giá số: 199/YCBG-Dược ngày 14 tháng 7 năm 2025
của Bệnh viện Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh*

STT	Tên máy/thiết bị	Mô tả thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy xét nghiệm đồng máu	Yêu cầu chung: Thiết bị mới 100%. Sản xuất năm 2024 trở về sau. Bảo hành 12 tháng. - Cấu hình: Máy chính và phụ kiện theo máy gồm: cuvet, và pipet. - Các tính năng và thông số kỹ thuật (như liệt kê dưới đây) - Có đầy đủ hồ sơ thiết bị (như liệt kê dưới đây)	Cái	01

Các tính năng cơ bản

Hiệu suất :

Phương pháp hạt mạch từ kép tiên tiến

Nhiều đầu dò giúp phân tích nhiều thông số khác nhau

Bộ cầm máu đa kênh ngẫu nhiên và đáng tin cậy

Vận hành :

Hệ thống thuốc thử mở với lượng tiêu thụ thuốc thử tối thiểu

Màn hình LCD 5,1 inch, có bàn phím nhập dữ liệu

Máy ghi nhiệt bên trong

Kết quả chính xác

Phương pháp tiên tiến để loại bỏ sự ảnh hưởng của tan máu, dưỡng chấp, độ đục, độ nhớt trong huyết tương, v.v.

Nhiệt độ lồng ấp ổn định

Thông số kỹ thuật

- Nguyên tắc: phương pháp hạt mạch từ kép
- Thông số:
 - o PT (Thời gian Prothrombin)
 - o APTT (Thời gian thromboplastin một phần được kích hoạt)
 - o TT (Thời gian thrombin)
 - o FIB (Fibrinogen)

- Protein C. Protein S, HEP (Heparin trọng lượng phân tử cao)
- LMWH (Heparin trọng lượng phân tử thấp)
- LA (Thuốc chống đông máu Lup us)
- Yếu tố thrombin II. V, VI, X. VII. IV. IX. XI. XI, v.v.
- Máy dò: 4 kênh / 2 kênh
- Máy áp: 16 vị trí mẫu, 4 vị trí thuốc thử (thời gian ủ có thể điều chỉnh)
- Lưu trữ dữ liệu: 500 kết quả thử nghiệm
- Màn hình: Màn hình LCD 5.1"
- In: Máy in tích hợp & máy in bên ngoài
- Đầu vào / Đầu ra: Cổng RS-232 và giao diện song song
- Môi trường xung quanh: nhiệt độ làm việc: 15-35 °C; độ ẩm tương đối: ≤80%
- Nguồn sử dụng: AC 100V-240V, 50/60Hz, 45W
- Kích thước: 380mm x 40 mm x 130mm
- Trọng lượng: Khoảng 5,9kg.

Có đầy đủ hồ sơ thiết bị:

- Phân loại Thiết bị y tế.
- Tiêu chuẩn lưu hành (FSC)
- Giấy chứng nhận CO, CQ bản gốc hoặc bản công chứng được dịch ra tiếng Việt.
- Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, bill vận chuyển, hóa đơn (invoice), phiếu đóng gói (packing list)
- Tài liệu HD kỹ thuật Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Ủy quyền bán hàng/đứng tên số lưu hành (nếu có)
- Đủ điều kiện mua bán TBYT loại B,C,D.
- Kiểm định an toàn và tính năng KT/Hợp quy (nếu có)
- Thông tin cơ sở bảo hành; Giấy bảo hành